

不鏽鋼過濾瓶組



SF 10



SF 30

產品特色


- ▶ 旋卡式扣緊方式，快速、牢固、不需夾具
- ▶ SS316 不鏽鋼過濾漏斗，堅固耐用，可火焰快速滅菌
- ▶ 接收瓶設計浮球防溢保護，防止水滿被抽入幫浦中
- ▶ 二年產品保固 (SF 漏斗)

產品應用

一般性過濾，如培養液過濾，或微生物檢驗等需火焰快速滅菌者

產品規格

| 材質 | SF 10 | SF 30 |
|----------|----------------------|----------------------|
| 過濾杯 | SS316 | SS316 |
| 過濾基座 | SS316 | SS316 |
| 濾膜墊片 | SS316 | SS316 |
| 接收瓶 | PC | PC |
| 規格 | | |
| 漏斗容積 | 100 mL | 300 mL |
| 接收瓶容積 | 1200 mL | 1200 mL |
| 濾膜直徑 | 47 mm | 47 mm |
| 有效過濾面積 | 11.6 cm ² | 11.6 cm ² |
| 適用軟管內徑 | ID8 | ID8 |
| 浮球防溢保護裝置 | Yes | Yes |



訂購資訊

| SF 10 不鏽鋼過濾瓶組 | | 197010-32 |
|---------------|----------------|--------------|
| 1 | 不鏽鋼過濾杯 100 mL | 180100-01 |
| 2 | 不鏽鋼濾膜墊片 | 180100-31 |
| 3 | 不鏽鋼過濾基座 47 mm | 180100-00 |
| 4 | 16 號矽膠塞 | 167110-17 |
| 5 | PC 廢液瓶蓋組 | 197000-32-PC |
| 6 | PC 廢液瓶 1200 mL | 197000-31-PC |
| SF 30 不鏽鋼過濾瓶組 | | 197010-33 |
| 1 | 不鏽鋼過濾杯 300 mL | 180100-03 |
| 2 | 不鏽鋼濾膜墊片 | 180100-31 |
| 3 | 不鏽鋼過濾基座 47 mm | 180100-00 |
| 4 | 16 號矽膠塞 | 167110-17 |
| 5 | PC 廢液瓶蓋組 | 197000-32-PC |
| 6 | PC 廢液瓶 1200 mL | 197000-31-PC |