

25 mm 微量分析玻璃過濾瓶組



VF 5



VF 8

產品特色

- ▶ 過濾杯刻度清晰，方便樣品添加參考
- ▶ 可依需求選擇濾膜墊片：磨砂玻璃材質或不鏽鋼濾網


產品應用

微量生物性或微粒等汙染分析的過濾

產品規格

材質	VF 5	VF 8
過濾杯	硼矽玻璃	硼矽玻璃
過濾基座	硼矽玻璃	硼矽玻璃
濾膜墊片	磨砂玻璃	不鏽鋼濾網 (含 PTFE 墊片)
夾具	鋁合金	鋁合金
瓶塞	矽膠	矽膠
三角接收瓶	硼矽玻璃	硼矽玻璃
規格		
漏斗容積	15 mL	15 mL
接收瓶容積	125 mL	125 mL
濾膜直徑	25 mm	25 mm
有效過濾面積	3.1 cm ²	2.5 cm ²
適用軟管內徑	ID8	ID8

* 接收瓶可耐約 1 mbar，建議僅用於真空過濾



訂購資訊

VF 5, 25 mm 微量分析玻璃過濾瓶組		167200-05
磨砂玻璃過濾漏斗 15 mL		167120-32
1	玻璃過濾杯 15 mL	167220-15
2	鋁製夾具	167240-05
3	磨砂玻璃過濾基座 25 mm (含 : 5 號矽膠塞)	167230-04
4	三角接收瓶 125 mL	167250-05
VF 8, 25 mm 微量分析玻璃過濾瓶組		167200-08
不鏽鋼網玻璃過濾漏斗 15 mL		167120-34
1	玻璃過濾杯 15 mL	167220-15
2	鋁製夾具	167240-05
3	不鏽鋼網濾膜墊片 25 mm	167230-32
4	PTFE 墊片	167230-42
5	不鏽鋼網玻璃過濾基座 25 mm (含 : 5 號矽膠塞)	167230-08
6	三角接收瓶 125 mL	167250-05