

47 mm 玻璃 / 血清瓶過濾瓶組



產品特色

- ▶ VF 3 過濾漏斗及接收瓶採磨砂帽式全玻璃結合，更適合腐蝕性溶液
- ▶ VF 12 的 GL45 專利轉接座設計，可將純化後的溶液直接儲存於血清瓶中


產品應用

有機或腐蝕性液體，如 HPLC、GC、AA 等分析溶劑之純化

產品規格

材質	VF 3	VF 12
過濾杯	硼矽玻璃	硼矽玻璃
過濾基座	硼矽玻璃	硼矽玻璃
濾膜墊片	磨砂玻璃	磨砂玻璃
夾具	鋁合金	鋁合金
過濾轉接座	-	PP
接收瓶	硼矽玻璃	硼矽玻璃
規格		
漏斗容積	300 mL	300 mL
接收瓶容積	1000 mL	1000 mL
濾膜直徑	47 mm	47 mm
有效過濾面積	13.2 cm ²	13.2 cm ²
適用軟管內徑	ID8	ID4 ~ ID8

* 接收瓶可耐約 1 mbar，建議僅用於真空過濾



訂購資訊

VF 3, 47 mm 玻璃過濾瓶組		167200-03
磨砂帽式玻璃過濾漏斗 300 mL		167120-30
1	玻璃過濾杯 300 mL	167210-03
2	鋁製夾具	167240-01
3	磨砂帽式玻璃過濾基座 47 mm (含：側邊螺紋接頭)	167230-01
4	帽式接收瓶 1000 mL	167250-01
5	接收瓶固定吸盤	167200-45
VF 12, 47 mm 血清瓶玻璃過濾瓶組		167200-12
磨砂玻璃過濾漏斗 300 mL		167120-31
1	玻璃過濾杯 300 mL	167210-03
2	鋁製夾具	167240-01
3	磨砂玻璃過濾基座 47 mm (含：8 號矽膠塞)	167230-03
4	GL45 過濾轉接座	197000-65
5	血清瓶 1000 mL	197000-59