

Stream 連續玻璃過濾漏斗



產品特色

- ▶ 無需手動分裝或傾倒溶液，連續過濾的解決方案
- ▶ 錨式設計，液體抽吸不殘留
- ▶ 專利 GL45 轉接座設計，搭配各式 GL45 血清瓶

產品應用

大量溶劑純化、液體過濾，如 HPLC、GC、AA 等分析溶劑純化或培養液過濾



產品規格

材質	Stream 3	Stream 10
連續過濾套件組	PTFE, 矽膠	PTFE, 矽膠
過濾杯	硼矽玻璃	硼矽玻璃
過濾基座	硼矽玻璃	硼矽玻璃
濾膜墊片	磨砂玻璃	磨砂玻璃
夾具	鋁合金	鋁合金
過濾轉接座	PP	PP
規格		
漏斗容積	300 mL	1000 mL
濾膜直徑	47 mm	90 mm
有效過濾面積	13.2 cm ²	45.5 cm ²
適用軟管內徑	ID4 ~ ID8	ID4 ~ ID8


訂購資訊

Stream 3 連續玻璃過濾漏斗 300 mL 167200-S3

- | | | |
|---|------------------------------|-----------|
| 1 | 玻璃漏斗連續過濾套件組 300 mL | 167210-36 |
| 2 | 玻璃過濾杯 300 mL | 167210-03 |
| 3 | 鋁製夾具 | 167240-01 |
| 4 | 磨砂玻璃過濾基座 47 mm
(含 8 號矽膠塞) | 167230-03 |
| 5 | GL45 過濾轉接座 | 197000-65 |

Stream 10 連續玻璃過濾漏斗 1000 mL 167200-S10

- | | | |
|---|------------------------------|-----------|
| 1 | 玻璃漏斗連續過濾套件組 1000 mL | 167210-35 |
| 2 | 玻璃過濾杯 1000 mL | 167210-10 |
| 3 | 鋁製夾具 | 167240-02 |
| 4 | 磨砂玻璃過濾基座 90 mm
(含 8 號矽膠塞) | 167230-11 |
| 5 | GL45 過濾轉接座 | 197000-65 |



Stream 3

Stream 10