

真空過濾系統



影片介紹

2年

產品保固

產品特色

- ▶ 無汙染、免保養
Rocker 系列幫浦利用活塞作動原理，不需使用油來潤滑與保養，因此無油霧汙染的問題。
- ▶ 旋卡緊扣設計
LF 30 採用旋卡扣緊技術，安裝快速、緊密且不需使用夾具。
- ▶ 磁式吸附設計
MF 31 磁力設計的過濾漏斗，在高度密封性下仍能單手操作實驗流程。
- ▶ 快速排水設計
MF 31 的玻璃接收瓶特製排水設計，不需要拆裝就可以排放廢液。
- ▶ 國際認證
歐盟 CE 安全認證
北美 CSA 認證 (Rocker 300)
IP 30 防護等級 (Rocker 300)
RoHS 認證 (Rocker 300)
- ▶ 二年產品保固 (Rocker 300)

產品應用

- ▶ 水中懸浮固體檢測
- ▶ 實驗室真空過濾

訂購資訊

167305-11(22)

Rocker 300 - LF 30 真空過濾系統，包含：

* Rocker 300 無油式真空幫浦

* LF 30 過濾瓶組

* 高壓矽膠管

167311-11(22)

Rocker 300 - MF 31 真空過濾系統，包含：

* Rocker 300 無油式真空幫浦

* MF 31 過濾瓶組

* 高壓矽膠管

167300-37

Hoop 圓形固定架

Rocker 300 - LF 30 / SF 30 / SF 10 專用

Rocker 300 - LF 30



獲得專利

Rocker 300 - MF 31



獲得專利

產品規格

型號	Rocker 300 - LF 30		Rocker 300 - MF 31	
電壓	110V	220V	110V	220V
最大功率	65W	60W	65W	60W
最大真空度	99 mbar abs.		99 mbar abs.	
最大流量	23 L/min @60Hz	20 L/min @50Hz	23 L/min @60Hz	20 L/min @50Hz
真空調壓閥	Yes		Yes	
浮球濾芯組	Yes		Yes	
噪音值	50 dB		50 dB	
瓶組型號	LF 30		MF 31	
過濾杯	300 mL		300 mL	
接收瓶	1200 mL		1000 mL	
適用濾膜直徑	47 mm		47 mm	
浮球防溢保護裝置	Yes		-	
排水裝置	-		Yes	