

溶劑純化系統



產品特色

▶ 無汙染、免保養

Rocker 300C、Chemker 300 及 Lafil 300C 幫浦利用隔膜作動原理，不需使用油來潤滑與保養，因此無油霧汙染的問題。

▶ 耐溶劑腐蝕

Rocker 300C / Chemker 300 / Lafil 300C - VF 12 搭配耐腐蝕真空幫浦，是專為溶劑純化所設計的組合。

▶ 血清瓶蒐集，一步完成

VF 12 能將濾液直接保存於 GL45 血清瓶中，不需分裝避免二次汙染。

▶ 國際認證

歐盟 CE 安全認證
IP 30 防護等級 (Rocker 300C)
RoHS 認證 (Rocker 300C、Chemker 300)

▶ 一年產品保固

(Rocker 300C / Chemker 300 / Lafil 300C)

產品應用

- ▶ 溶劑純化
- ▶ HPLC 移動相 (mobile phase) 純化
- ▶ 實驗室真空過濾

訂購資訊

189302-11(22)

Rocker 300C - VF 12 真空過濾系統，包含：
* Rocker 300C PTFE 鍍膜耐腐蝕真空幫浦
* VF 12 過濾瓶組
* 高壓矽膠管

169302-11(22)

Chemker 300 - VF 12 真空過濾系統，包含：
* Chemker 300 耐腐蝕真空幫浦
* VF 12 過濾瓶組
* 高壓矽膠管

197331-11(22)

Lafil 300C - VF 12 真空過濾系統，包含：
* Lafil 300C PTFE 鍍膜耐腐蝕真空幫浦
* VF 12 過濾瓶組
* 高壓矽膠管

197330-11(22)

Lafil 300C, PTFE 鍍膜耐腐蝕真空幫浦
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

189300-37

Hoop 圓形固定架
Rocker 300C - VF 12 專用

Rocker 300C - VF 12



* 不建議用於強酸與強鹼溶劑



Chemker 300 - VF 12



Lafil 300C - VF 12

產品規格

型號	Rocker 300C - VF 12		Chemker 300 - VF 12		Lafil 300C - VF 12	
	110V	220V	110V	220V	110V	220V
電壓	110V	220V	110V	220V	110V	220V
最大功率	65W	60W	70W	60W	65W	60W
最大真空度	99 mbar abs.		99 mbar abs.		99 mbar abs.	
最大流量	23 L/min @60Hz	20 L/min @50Hz	20 L/min @60Hz	18 L/min @50Hz	23 L/min @60Hz	20 L/min @50Hz
真空調壓閥	Yes		-		Yes	
噪音值	50 dB		50 dB		50 dB	
瓶組型號	VF 12					
過濾杯	300 mL					
接收瓶	1000 mL					
適用濾膜直徑	47 mm					