

LF 旋卡式過濾漏斗



觀看影片



可高壓滅菌



產品特色

- ▶ 旋卡扣緊方式，快速、牢固、不需夾具
- ▶ PES (Polyethersulfone) 材質，可高溫高壓滅菌，並具備良好的化學性
- ▶ 濾膜墊片設計導流溝，可增進過濾速率
- ▶ 可重複使用，減少資源浪費，節省經費
- ▶ LF 3 / 5 附 8 號矽膠塞，可搭配各種接收瓶、錐形瓶
- ▶ LF 3a / 5a 可搭配多種 GL45 血清瓶


推薦用於不需要經常高溫高壓滅菌之應用，如一般實驗室及環境實驗室

產品規格

材質	LF 3 / LF 5	LF 3a / LF 5a
過濾杯	PES	PES
過濾基座	PC	PC
濾膜墊片	PP	PP
過濾杯蓋	PP	PP
過濾杯蓋孔塞	矽膠	矽膠

規格

漏斗容積	300 mL / 500 mL	300 mL / 500 mL
濾膜直徑	47 mm / 50 mm	47 mm / 50 mm
有效過濾面積	12.5 cm ²	12.5 cm ²
適用軟管內徑	-	ID8



訂購資訊

LF 3, PES 旋卡式過濾漏斗 300 mL		197000-01
LF 5, PES 旋卡式過濾漏斗 500 mL		197000-06
1	PP 過濾杯蓋 (LF 3)	197000-36
	PP 過濾杯蓋 (LF 5)	200300-36
2	PES 旋卡式過濾杯 300 mL	197000-34
	PES 旋卡式過濾杯 500 mL	197000-56
3	PC 旋卡式過濾基座	197000-35
4	8 號矽膠塞	167110-16
LF 3a, PES 旋卡式過濾漏斗 300 mL		197000-02
LF 5a, PES 旋卡式過濾漏斗 500 mL		197000-07
1	PP 過濾杯蓋 (LF 3a)	197000-36
	PP 過濾杯蓋 (LF 5a)	200300-36
2	PES 旋卡式過濾杯 300 mL	197000-34
	PES 旋卡式過濾杯 500 mL	197000-56
3	血清瓶轉接過濾座	197000-38