

# 25 mm 微量分析玻璃過濾瓶組



VF 5



VF 8

## 產品特色

- ▶ 過濾杯刻度清晰，方便樣品添加參考
- ▶ 可依需求選擇濾膜墊片：磨砂玻璃材質或不鏽鋼濾網


## 產品應用

微量生物性或微粒等汙染分析的過濾

## 產品規格

| 材質        | VF 5                | VF 8                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 過濾杯       | 硼矽玻璃                | 硼矽玻璃                |
| 過濾基座      | 硼矽玻璃                | 硼矽玻璃                |
| 濾膜墊片      | 磨砂玻璃                | 不鏽鋼濾網 (含 PTFE 墊片)   |
| 夾具        | 鋁合金                 | 鋁合金                 |
| 瓶塞        | 矽膠                  | 矽膠                  |
| 三角接收瓶     | 硼矽玻璃                | 硼矽玻璃                |
| <b>規格</b> |                     |                     |
| 漏斗容積      | 15 mL               | 15 mL               |
| 接收瓶容積     | 125 mL              | 125 mL              |
| 濾膜直徑      | 25 mm               | 25 mm               |
| 有效過濾面積    | 3.1 cm <sup>2</sup> | 2.5 cm <sup>2</sup> |
| 適用軟管內徑    | ID8                 | ID8                 |

\* 接收瓶可耐真空約 5 mbar，建議僅用於真空過濾



## 訂購資訊

|                        |                                  |           |
|------------------------|----------------------------------|-----------|
| VF 5, 25 mm 微量分析玻璃過濾瓶組 |                                  | 167200-05 |
| 磨砂玻璃過濾漏斗 15 mL         |                                  | 167120-32 |
| 1                      | 玻璃過濾杯 15 mL                      | 167220-15 |
| 2                      | 鋁製夾具 25 mm                       | 167240-05 |
| 3                      | 磨砂玻璃過濾基座 25 mm<br>(含 : 5 號矽膠塞)   | 167230-04 |
| 4                      | 三角接收瓶 125 mL                     | 167250-05 |
| VF 8, 25 mm 微量分析玻璃過濾瓶組 |                                  | 167200-08 |
| 不鏽鋼網玻璃過濾漏斗 15 mL       |                                  | 167120-34 |
| 1                      | 玻璃過濾杯 15 mL                      | 167220-15 |
| 2                      | 鋁製夾具 25 mm                       | 167240-05 |
| 3                      | 不鏽鋼網濾膜墊片 25 mm                   | 167230-32 |
| 4                      | PTFE 墊片 25 mm                    | 167230-42 |
| 5                      | 不鏽鋼網玻璃過濾基座 25 mm<br>(含 : 5 號矽膠塞) | 167230-08 |
| 6                      | 三角接收瓶 125 mL                     | 167250-05 |