

過濾瓶組配件



PES / PC 真空瓶

規格	PES 真空瓶 1200 mL	PC 真空瓶 1200 mL
料號	197000-11	197000-11-PC
液位刻度間距	100 mL	100 mL
浮球防溢保護裝置	Yes	Yes
廢液抽取轉接蓋	Yes	Yes
適用軟管內徑	ID8	ID8
高溫高壓滅菌	Yes	Yes



多層過濾轉接器

規格	多層過濾轉接器
料號	167230-05
本體材質	PTFE
濾膜墊片材質	不鏽鋼濾網
適用濾膜直徑	47 mm
適用漏斗	(選配) 玻璃過濾漏斗 300 mL
高溫高壓滅菌	Yes



Hoop 圓形固定架

規格	圓形固定架	圓形固定架
料號	167300-37	189300-37
適用幫浦	Rocker 300 / 400 / 410 Rocker 300C / 400C / 410C	Rocker 300 / 400 / 410 Rocker 300C / 400C / 410C
適用過濾瓶組	LF 30 / SF 10 / SF 30	VF 12
適用瓶組直徑	Max. 118 mm	Max. 103 mm



濾膜 (Membrane Filters) **NEW**

規格	玻璃纖維濾紙	MCE 濾膜
料號	167100-20	167100-52-1
廠牌	Pall	Whatman
濾膜直徑	47 mm	47 mm
濾膜孔徑	1 μ m	0.45 μ m
濾膜材質	玻璃纖維	MCE
包裝	100/PK	100/PK

* PES : Polyethersulfone, PC : Polycarbonate, PP : Polypropylene