



HOOP

真空過濾系統再進化

安全 · 省空間 · 方便操作

產品特色



更安全

1 ♦ Hoop設計可固定廢液瓶，防止誤觸傾倒



更省空間

2 ♦ 解決管路拉扯，較傳統組合省50%空間



方便操作

3 ♦ 抬、放、扣！三步驟完成固定

產品應用

- ♦ 實驗室真空過濾
- ♦ 水中懸浮固形物
- ♦ 溶劑純化 (Rocker 300C - VF 12)



Certification



抬起固定架



放置過濾瓶組



扣上固定架

請觀看產品影片



產品規格

型號	Rocker 300C - VF 12		Rocker 300 - SF 10 / SF 30 / LF 30		
電壓/頻率	110V/60Hz	220V/50Hz	110V/60Hz	220V/50Hz	
最大真空度	99 mbar		99 mbar		
最大流量	23 L/min	20 L/min	23 L/min	20 L/min	
真空調壓閥	Yes		Yes		
浮球濾芯組	-		Yes		
適用軟管內徑	ID8		ID8		
型號	VF 12		SF 10	SF 30	LF 30
過濾杯	300 ml		100 ml	300 ml	
接收瓶	1000 ml		1200 ml		
適用濾膜直徑	47 mm		47 mm		



Rocker 300C - VF 12



Rocker 300 - SF 10



Rocker 300 - SF 30



Rocker 300 - LF 30



189300-37	Hoop 圓形固定架 for Rocker 300C - VF 12
167300-37	Hoop 圓形固定架 for Rocker 300 - LF 30 / LF 30 - SS / SF 30 / SF 10
189302-11(22)	Rocker 300C - VF12 真空過濾系統 · AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)
167305-11(22)	Rocker 300 - LF 30 真空過濾系統 · AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)
167309-11(22)	Rocker 300 - SF 30 真空過濾系統 · AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)
167306-11(22)	Rocker 300 - SF 10 真空過濾系統 · AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)
167200-12	VF 12 血清瓶玻璃過濾組
197010-30	LF 30 PES 旋卡式過濾瓶組
197010-32/33	SF 10 / 30 不鏽鋼過濾瓶組
167300-11(22)	Rocker 300 無油式真空幫浦 AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)
189300-11(22)	Rocker 300C PTFE 鍍膜耐腐蝕真空幫浦 AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)
167200-38	矽膠管 · Ø 6 x 12 mm, 1 m
167100-20	PALL, Type A / E 玻璃纖維濾紙, 1 µm, 100 / pk
167100-52	PALL, GN-6 MCE 濾膜, grid, 0.45 µm, 200 / pk

洛科儀器股份有限公司

高雄市苓雅區光華一路206號19F-6
 Tel: +886-7-227-3358
 Fax: +886-7-227-3716

新北市林口區仁愛路一段402號11樓
 Tel: +886-2-2603-3311
 Fax: +886-2-2603-6622

關於規格認證、適用性總覽等資訊，請參閱網站。

www.rocker.com.tw
sales@rocker.com.tw

