

121°C / 1 bar / 20 min
AUTOCLAVABLE

BPA
FREE

FDA
認證

安全可靠的最佳選擇

產品特色



耐壓、耐摔，超堅固

- 1 ◆ 厚壁設計，可在真空環境下保持 24 小時不變形*
◆ 輕量又耐摔的聚丙烯 (PP) 製成，是替換玻璃瓶的好選擇
* 於室溫 25°C 下測試



高品質

- 2 ◆ EPDM 及矽膠 O-ring 保證真空環境的氣密性
◆ 瓶身設有刻度線，數字清晰易識別



耐化性佳 & 可高溫高壓滅菌

- 3 ◆ 對化學物質的耐受性良好
◆ 可高溫高壓滅菌 (1 bar, 121°C, 20 minutes)

產品應用

- ◆ 真空相關應用
- ◆ 廢液瓶、緩衝瓶
- ◆ 無菌液體輸送瓶
- ◆ HPLC 溶劑容器

規格與訂購資訊

料號	產品名	浮球防溢 保護裝置	瓶蓋 尺寸	接頭型式
197100-10SC	PP 真空瓶 1000 mL	Yes	GL45	插心接頭 ID4 ~ ID8
197100-10SCN	PP 真空瓶 (無浮球防溢裝置) 1000 mL	-	GL45	插心接頭 ID4 ~ ID8
197202-47	PP 真空瓶 2000 mL	Yes	B83	插心接頭 ID4 ~ ID8
197202-53	PP 快接真空瓶 2000 mL	Yes	B83	快速接頭 ID6
197200-47	PP 真空瓶 4000 mL	Yes	B83	插心接頭 ID4 ~ ID8
197200-48	PP 排水真空瓶 4000 mL	Yes	B83	插心接頭 ID4 ~ ID8
197200-53	PP 快接真空瓶 4000 mL	Yes	B83	快速接頭 ID6

洛科儀器股份有限公司

高雄市苓雅區光華一路206號19F-6
Tel: +886-7-227-3358
Fax: +886-7-227-3716

新北市林口區仁愛路一段402號11樓
Tel: +886-2-2603-3311
Fax: +886-2-2603-6622

關於規格認證、適用性總覽等資訊，請參閱網站。

www.rockers.com.tw
sales@rockers.com.tw

