

SolarVac 旋轉多連過濾座 轉著濾、更給力



SolarVac 1201 - MB

- ◆ 創新轉盤式設計
- ◆ 一次濾12個！



SolarVac 601 - MB - A

產品特色



12連旋轉過濾座



- ◆ 創新轉盤式設計，方便操作，無交叉汙染。
- ◆ 一次最多可過濾12個樣品，多重複實驗更簡單！



60%

空間小偷就是你

- ◆ 比起傳統直排式多連過濾座，SolarVac可節省高達60%的檯面空間，也可更輕易的放進無菌操作台。



彈性配置超簡單

- ◆ 每個過濾座上皆有獨立控制閥門。
- ◆ 適用 Pall、Millipore、Sartorius 拋棄式濾杯 (需加購過濾杯轉接座)

產品應用

- ◆ 微生物檢測
- ◆ 懸浮固體檢測
- ◆ 真空過濾



國際認證

RoHS



▲ 可更換不同的過濾杯轉接座以搭配合適的過濾漏斗及濾杯

產品規格

型號	SolarVac 601 / 1201 - MB		
過濾孔數	6 / 12		
過濾漏斗	SF 不鏽鋼過濾杯, 100 mL x 6 / 12		
適用濾膜直徑	47 mm		
適用軟管內徑	ID8		
尺寸 (LxWxH)	SolarVac 601 - MB: ϕ 34 x 19 cm / SolarVac 1201 - MB: ϕ 45 x 19 cm		
型號	SolarVac 601 / 1201 - MB - A	SolarVac 601 / 1201 - MB - T	
輸入電源	DC24V, 1.8A	110V	220V
最大功率	44W	100W	80W
最大真空度	313 mbar abs.	99 mbar abs.	
最大流量	(液) 4.5 L/min	(氣) 37 L/min @60Hz	(氣) 34 L/min @50Hz
噪音值	60 dB	52 dB	
濾液經過材質	SS316, FKM, 矽膠, PP, PPS	SS316, FKM, 矽膠, PP	
安全性	過載保護	Prote™ 浮球防溢保護裝置、過熱保護	



SolarVac 601 - MB - A 直接排水式真空過濾系統



SolarVac 601 - MB - T 真空過濾系統



SolarVac 1201 - MB - A 直接排水式真空過濾系統



SolarVac 1201 - MB - T 真空過濾系統



186601-01(02)-A	SolarVac 601 - MB - A 直接排水式真空過濾系統 · AC100-240V 美規插頭變壓器(歐規插頭變壓器)
1861201-01(02)-A	SolarVac 1201 - MB - A 直接排水式真空過濾系統 · AC100-240V 美規插頭變壓器(歐規插頭變壓器)
186601-11(22)-T	SolarVac 601 - MB - T 真空過濾系統 · AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)
1861201-11(22)-T	SolarVac 1201 - MB - T 真空過濾系統 · AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)
186600-01	SolarVac 600 - MS, 6 連旋轉矽膠塞式過濾座
186601-02	SolarVac 601 - MB, 6 連旋轉旋卡式過濾座 (含 SF 不鏽鋼過濾杯 · 100 mL x 6)
1861201-02	SolarVac 1201 - MB, 12 連旋轉旋卡式過濾座 (含 SF 不鏽鋼過濾杯 · 100 mL x 12)
180100-01/03/05	SF 不鏽鋼過濾杯 100 mL / 300 mL / 500 mL
200300-01	MF 3 磁式過濾漏斗 300 mL
190100-73	Millipore 拋棄式過濾杯轉接座 (適用 Microfil® 濾杯, MIHAWG100 / MIHAWG250)
190100-74	Sartorius 拋棄式過濾杯轉接座 (適用 Microsart® 濾杯, 16A07)

RO-BRO186-TC202412-A01

洛科儀器股份有限公司

高雄市苓雅區光華一路206號19F-6
Tel: +886-7-227-3358
Fax: +886-7-227-3716

新北市林口區仁愛路一段402號11樓
Tel: +886-2-2603-3311
Fax: +886-2-2603-6622

關於規格認證、適用性總覽等資訊，請參閱網站。

www.rocker.com.tw
sales@rocker.com.tw

